2018/10/18 大物实验报告系统

主页 (/) 下载站 (/download.html)

应用工具 (/app.html)

留言 (http://piclass.cn/api/vue.html?url=/message/send)

关于 (/about.html)




大学物理(上)

大学物理(下)

大物实验报告

捐赠



姓名: 班级: 学号: 老师: 成绩:




- 一、实验目的:
 - 1.了解分光计的结构及基本原理,学习分光计的调整技术。
 - 2.学习用自准法和反射法测量三棱镜顶角。
 - 3.通过测量三棱镜的最小偏向角求棱镜玻璃折射率。
- 二、实验原理
 - 1.自准法测三棱镜顶角 α

光线垂直射入AB面,沿原路反射回 来,记下此时光线入射方位 T_1 ,

然后垂直入射AC面, 记下原路反射回 来的方位 T_2 ,则角

$$lpha = |T_1 - T_2|$$
 $arphi = 180\degree - |T_1 - T_2|$



 $2.反射法测三棱镜顶角<math>\alpha$

平行光入射三棱镜, 经AB面和AC面反射光线沿T3和T4方向射出,

记下关系,由几何关系知:


$$\alpha = 0.5 \times \theta = 0.5 |T_3 - T_4|$$

2018/10/18 大物实验报告系统

3.最小偏向角法则测三棱镜玻璃折射率。

入射角逐渐减小,则偏向角减小,到 某个位置io处,

继续减小入射角,偏向角反而增大,则:



$$n=rac{sinrac{1}{2}(\delta_{min}+lpha)}{sinrac{lpha}{2}}$$

三、实验仪器

分光计(平行光管、自准直望远镜、载物小平台和读数装置组成)、光源(钠灯或汞灯)、三棱镜、平面镜

四、实验内容及其步骤

1.分光计的调整

- (1) 目测粗调
- (2) 调节望远镜聚焦于无穷远————自准法
- (3) 调节望远镜的光轴与仪器中心轴线正交
- (4) 调节平行光管

2.测量

- (1) 自准法测三棱镜顶角α
- (2) 最小偏向角的测量

五、数据记录与处理:

敬告用户:本次数据处理中,涉及到与 角度相关的分,请把角度符号和小数点 互换

例如: 165°45′换位为165.45

单位:分请默认为两位,例如44°4′写为

44.04

不是刺光描意页獻分光计游标)

| 序号 | T ₁ | T ₁ ' | T ₂ | T ₂ ' |
|----|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 99.43 | 279.41 | 339.41 | 159.38 |
| 2 | 99.43 | 279.45 | 339.55 | 159.26 |
| 3 | 99.43 | 279.52 | 339.56 | 159.2 |

| 4 | 99.22 | 279.28 | 339.25 | 159.2 |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 5 | 99.28 | 279.3 | 339.3 | 159.28 |
| 6 | 99.29 | 279.07 | 339.31 | 159.3 |
| 平均值 | 99.35 | 279.34 | 339.40 | 159.27 |
| 平均值标准差 | 0.039 | 0.065 | 0.054 | 0.028 |

计算:

①计算平均值的标准误差

例:

$$S_{\overline{T1}} = \frac{S_{T1}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (T_{1i} - \overline{T_1})^2}{n(n-1)}} = 0.039$$

同理:

$$S_{\overline{T_1'}} = 0.065$$

$$S_{\overline{T2}} = 0.054$$

$$S_{\overline{T2'}} = = 0.028$$

②计算不确定度

例:P=0.683,n=6,则v=n-1=5查表知 $t_{0.685}$ ×(6-1)=1.11。故A类分量:

$$S_1 = t_{0.683}(n-1)S_{\overline{T}} = 5.1 \, \, \mathrm{s}$$

仪器误差均匀分布 $\triangle_{\Diamond}=2'$,故B类分量:

$$u_1$$
=0.863 \triangle_{1} = 1.4 分

合成不确定度

$$U_{\overline{T1}}=\sqrt{S_1^2+U_1^2}$$
为: = 5.3

同理:

$$u_{\overline{T1'}} = 8.7$$

$$u_{\overline{T2}} = 7.3$$

$$u_{\overline{T2'}} = 3.9$$

③由误差传递公式, 计算不确定度:

$$arphi = |T_1 - T_2| = |\frac{1}{2}[(T_1 - T_2) + (T_1' - T_2')]| = -59.29$$

$$U_{\varphi} = \frac{1}{2}\sqrt{U_{T1}^2 + U_{T1'}^2 + U_{T2}^2 + U_{T2'}^2} = 0.066$$

则 U_{arphi} 取 0.07

则
$$\varphi$$
= -59.29±0.07

2018/10/18 大物实验报告系统

④计算三棱镜顶角:

$$\alpha$$
=180° $-\varphi$ 得:

$$\alpha$$
= 237.89±0.07

2.测量三棱镜玻璃的折射率

| 序号 | T ₃ | T ₃ ' | T ₄ | T ₄ ' |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 306.18 | 126.18 | 267.56 | 87.28 |
| 2 | 306.24 | 126.18 | 267.28 | 87.29 |
| 3 | 306.2 | 126.19 | 267.28 | 87.26 |
| 平均 值 | 306.206666667 | 126.183333333 | 267.373333333 | 87.2766666667 |
| 平均 值标 准差 | 0.018 | 0.003 | 0.093 | 0.009 |

计算平均值标准差,例:

$$S_{\overline{T3}} = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{3} (T_{3i} - \overline{T_3})}{3 \times 2}} = 0.018$$

同理:

$$S_{\overline{T3'}} = 0.003$$
 $S_{\overline{T4}} = 0.093$ $S_{\overline{T4'}} = 0.009$

②不确定度

例:

$$S_1=t_{0.683}(n-1)S_{\overline{T3}}$$
 = 0.023 分 w=0.683 $\triangle_{\langle\chi}$ =1.4分

$$U_{T3} = \sqrt{S_1^2 + U_2^2}$$
 = 2.7 分

同理:

$$U_{T3'} = 1.5$$
 分 $U_{T4} = 12.4$ 分 $U_{T4'} = 1.8$ 分

③计算最小偏向角

$$\overline{\sigma}_{min} = |\frac{1}{2}[(T_3 - T_4) + (T_3' + T_4')]| = 38.47$$

$$U_{\sigma min} = \frac{1}{2}\sqrt{U_{T3}^2 + U_{T3'}^2 + U_{T4}^2 + U_{T4'}^2} = 0.064$$

则 $U_{\sigma min}$ 取0.06

则
$$\sigma_{min}$$
=38.47±0.06

④计算折射率

$$\overline{n}=rac{sinrac{1}{2}(\sigma_{min}+lpha)}{sinrac{lpha}{2}}$$
 = 0.7626

$$U_n=\sqrt{(rac{sinrac{\sigma_{min}}{2}}{2sinlpha})^2U_lpha^2+(rac{cosrac{lpha+\sigma_{min}}{2}}{2sinrac{lpha}{2}})^2U_{\sigma min}^2}$$
 = 0.0002

大物实验报告系统

六、结果与讨论

1.实验结果: 三棱镜顶角: $lpha = 237.89 \pm 0.07$

最小偏向角: $\sigma_{min} = 38.47 > \pm 0.06$

三棱镜玻璃折射率: $n=0.7626\pm0.0002$

2.讨论部分:安装三棱镜的时候常采用如图方法:

这种方法的好处在于, 当AC边调整好, 出现"+"字, 再调整BC边,


可调节a3高度, AC边始终保持垂直, 当BC边调整好出现"+"字,

则调整完成

七、分析讨论题

1.望远镜光轴与仪器中心轴线正交,使 反射成像始终在屏幕中间时与十字重

合,若不正交,当平行光射入时,经棱镜折射,可能在屏幕上看不到像。



Piclass

©2017 Piclass

沪ICP备16000413号-1 (http://www.miitbeian.gov.cn/)
(http://www.miitbeian.gov.cn/)

(http://www.miitbeian.gov.cn/)